




Treffsicherheitsnachweis Flintenlaufgeschoss statisch Modul 3-S

Parameter	Vorgabe (es sind die jeweiligen Betreibervorgaben oder Schießstandvorschriften zu beachten)
Distanz:	≥ 25 m
Waffenart:	Jagdlich geführte Flinten oder kombinierte Langwaffen <ul style="list-style-type: none">o Vierlingo Drillingo Büchsflinte / Bockbüchsflinteo Doppelflinte / Bockdoppelflinteo Einlauf-Kipplauflinteo Repetierflinteo halbautomatische Flinteno Mit glatten Flintenläufeno Chokebohrung/-einsätze: mit/ohneo Freischwingende oder verlötete Läufe
Kaliber und Munitionsart:	Unter Maßgabe der Schießstandvorschrift waidgerecht verwendbare Flintenlaufgeschosstypen im Schrotkaliber 12 oder kleiner
Zieldarstellung:	BJV-Wildorganscheiben <ul style="list-style-type: none">• BJV-Wildorganscheibe Nr. 1 „Verhoffender Rehbock“ (WOS #1) mit Trefferspiegel
Visierung:	Alle zulässigen Visierungen gemäß deutschem Waffengesetz/Jagdrecht
Min./Max. Waffengewicht:	Keine Begrenzung
Abzugswiderstand:	Keine Vorgabe
Riemen:	Mit oder ohne Riemen
Schaft:	Keine Vorgaben
Schalldämpfer Mündungsbremse Mündungsfeuerdämpfer	Erlaubt
Anschlagart:	Freie Wahl
Schusszahl:	Keine Begrenzung
Wertung:	Erfüllt, wenn <ul style="list-style-type: none">• die sichere Handhabung der Waffe während des Schießens gegeben war und• ≥ 3 Folge-Treffer (letale Zone)
Sonstiges:	Keine weiteren Maßgaben wie etwa Zeitbegrenzung, Alle Bedingungen vorbehaltlich der Maßgaben des jeweiligen Schießstandes! Modul kann beliebig oft geschossen werden.

Zieldarstellung FLG statisch Modul 3-S:



Vorderseite BJV-Wildorganscheibe Nr. 1 (WOS#1)
„Verhoffender Rehbock“
(Version 1.0)
Abmessung
Breite: ca. 86 cm Höhe: ca. 125 cm
(Anpassung durch Zuschneiden ist auf jeden Standard-
Scheibenträger

Trefferspiegel
zur BJV-Wildorganscheibe Nr.1 (WOS#1)
- Vorder- und Rückseite -
Abmessungen:
Breite: ca. 42 cm Höhe: ca. 29,5 cm
(in die WOS#1 einsteckbar)