



## Treffsicherheitsnachweis Flintenlaufgeschoss dynamisch Modul 3-D

<b>Parameter</b>	Vorgabe (es sind die jeweiligen Betreibervorgaben oder Schießstandvorschriften zu beachten)
<b>Distanz:</b>	≥ 25 m
<b>Waffenart:</b>	Jagdlich geführte Flinten oder kombinierte Langwaffen <ul style="list-style-type: none"><li>o Vierling</li><li>o Drilling</li><li>o Büchsflinte / Bockbüchsflinte</li><li>o Doppelflinte / Bockdoppelflinte</li><li>o Einlauf-Kippplauflinte</li><li>o Repetierflinte</li><li>o halbautomatische Flinten</li><li>o Mit glatten Flintenläufen</li><li>o Chokebohrung/-einsätze: mit/ohne</li><li>o Freischwingende oder verlötete Läufe</li></ul>
<b>Kaliber und Munitionsart:</b>	Unter Maßgabe der Schießstandvorschrift waidgerecht verwendbare Flintenlaufgeschosstypen im Schrotkaliber 12 oder kleiner
<b>Zieldarstellung:</b>	BJV-Wildorganscheiben (siehe Folgeseiten) <ul style="list-style-type: none"><li>• BJV-Wildorganscheibe Nr. 2 (WOS#2 / „trollender Überläuferkeiler“) mit einer Geschwindigkeit von mindestens 2 m/sec.</li></ul>
<b>Visierung:</b>	Alle zulässigen Visierungen gemäß deutschem Waffengesetz/Jagdrecht
<b>Min./Max. Waffengewicht:</b>	Keine Begrenzung
<b>Abzugswiderstand:</b>	Keine Vorgabe
<b>Riemen:</b>	Mit oder ohne Riemen
<b>Schaft:</b>	Keine Vorgaben
<b>Schalldämpfer Mündungsbremse Mündungsfeuerdämpfer</b>	Erlaubt
<b>Anschlagart:</b>	Erwartungshaltung Büchse
<b>Schusszahl:</b>	Keine Begrenzung / Jagdpraktischer Doppelschuss je Ziel erlaubt
<b>Wertung:</b>	Erfüllt, wenn <ul style="list-style-type: none"><li>• die sichere Handhabung der Waffe gegeben war und</li><li>• ≥ 51 % der abgegebenen Schüsse einer Passe sind Treffer (letale Zone)<ul style="list-style-type: none"><li>➤ mind. 3 Treffer von 5 # 4 Treffer von 7 # 5 Treffer von 9 / ...</li></ul></li></ul>
<b>Sonstiges:</b>	Zieldarstellung kann in beide Richtungen geschossen werden Keine weiteren Maßgaben wie etwa Zeitbegrenzung, Alle Bedingungen vorbehaltlich der Maßgaben des jeweiligen Schießstandes! Modul kann beliebig oft geschossen werden.

Zieldarstellung FLG dynamisch Modul 3-D:



Vorderseite  
BJV-Wildorganscheibe Nr. 2  
WOS#2  
„Trollender Überläufer“  
(Version 1.0)

(Anpassung durch Zuschneiden  
ist auf jeden Standard-Schei-  
beträger möglich)



Trefferspiegel zur BJV-Wildorganscheibe Nr.2 (WOS#2)

Vorderseite

Rückseite (Trefferwirkungshinweis)

Abmessungen:

Breite: ca. 42 cm

Höhe: ca. 29,5 cm